



TOWER TRC: oltre alle tue migliori aspettative!

Innovativa per natura, TOWER TRC offre al dispositivo per tecarterapia soluzioni d'avanguardia che consentono di ottenere il massimo da ciascun trattamento. Potenza ampiamente regolabile sino a 120 Watt, modalità capacitiva e resistiva con selezione elettronica senza cambiamento elettrodo, manipolo Interactive Probe con Dynamic Energy Transfer in funzione della variazione di temperatura sul paziente e della sua resistenza cutanea, Magnetic Coupling System, ampia biblioteca di programmi terapeutici, memorie libere per programmi personalizzati.



Interactive Probe: la tecnologia offre nuovi traguardi

Interactive Probe

Studiato perché chiunque possa impugnare il manipolo in modo pratico e confortevole, per eseguire un massaggio efficace e sempre in pieno relax, con la massima protezione sia da eventuali correnti disperse, sia dal campo elettromagnetico erogato.




Tattamento viso con modalità bipolare

Tattamento di una ferita mediante manipolo bipolare



PRIMA



DOPO

MCS: Magnetic Coupling System

Ideato in esclusiva da PAGANI, MCS garantisce l'accoppiamento dell'elettrodo al manipolo mediante un sistema di attrazione magnetica, senza connessioni; è sufficiente avvicinare l'elettrodo al manipolo per assicurarne l'adesione.



TOWER TRC



Interactive probe



Manipolo bipolare



Valigia